PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

KERN SET-18

NEDERLANDS





CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







KENMERKEN

- Opmerking: als basis voor deze set is SET-01 Base nodig
- Containerbeheer: Verschillende artikelen worden opgeslagen en gewogen in containers van hetzelfde type. De tarragewichten van deze containers kunnen centraal worden beheerd met SET-18 Container Master. Als het gewicht van een container verandert, wordt het nieuwe tarragewicht eenvoudig bijgewerkt in Container Master en automatisch toegepast op alle gekoppelde items en functies in de applicatie
- Vaste toewijzing: Er kan permanent een container worden toegewezen aan elk masterdataobject om consistentie te garanderen
- Containerweergave: Bij gebruik van een stamgegevensobject zien gebruikers de permanent toegewezen container of een handmatig geselecteerde container in EasyTouch. Dit vermindert het risico op verwisselingen en verbetert de nauwkeurigheid van het werkproces
- Selectie van containers: Gebruikers kunnen ook direct tijdens het weegproces een container selecteren zonder voorafgaande specificatie, bijvoorbeeld door de ID van de container te scannen met behulp van een barcode. Dit helpt onjuiste tarra-invoer te voorkomen

Licentie-informatie
- Omvang van de licentie: één licentie kan opeen device (pc, laptop, Android-tablet) worden gebruikt

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- als basis voor deze set is SET-01 Base nodig

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



NEDERLANDS

KERN Overzicht pictogrammen



EasyTouch: Geschikt voor aansluiting, gegevensoverdracht en bediening via PC of tablet



Centraal gebruikersbeheer voor KERN EasyTouch-functies. Er kunnen primaire stamgegevens van een gebruiker, zoals voornaam, achternaam en afbeelding opgeslagen worden. Elke gebruiker krijgt een gebruikersrol toegewezen, waarmee hij over individueel configureerbare rechten in de KERN EasyTouch-app beschikt. Door deze structuur kunnen standaardgebruikers, supervisor gebruikers enz. worden aangelegd. Om in de KERN EasyTouch app-in te loggen, is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.



In dit geheugen worden alle geprinte en opgeslagen weeg- en meetgegevens opgeslagen. Dit gebeurt op de lokale afleeseenheid of centraal, voor alle aangesloten weegsystemen, op een serverdirectory (Save Data Server of Save Data Cloud). Dynamische gegevens kunnen op elk moment weer worden opgeroepen of geprint of in tabelvorm worden geëxporteerd.



Alle gegevens worden beveiligd tegen manipulaties opgeslagen. Gewijzigde stamgegevens worden tevens opgeslagen in het dynamische interne geheugen en beveiligd tegen manipulaties (Data Traceability).



Apparaatkwalificatie: normconform kwalificatieconcept dat de volgende validatiediensten omvat: installatiekwalificatie (IQ), functiekwalificatie (OQ)



Centrale, interne opslagfunctie voor de extra opslag van alle meetgegevens op een centrale, lokale serverdirectory. Hier worden de meetgegevens opgeslagen van alle, via KERN EasyTouch aangesloten weegsystemen en vanuit alle geïnstalleerde KERN EasyTouch-apps. Speciaal voor gebruikers met meerdere weegsystemen bestaat daardoor het voordeel dat alle weeggegevens in maar één databank geconsolideerd zijn en afzonderlijke meetgegevens van verschillende weegschalen in maar één tabel hoeven te worden opgezocht. De Save Server gegevensopslag is eveneens beschermd tegen manipulaties en kan niet gewijzigd worden.