PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

KERN SET-411

EasyTouch sneltoetsen - sneltoetsen en externe schakelaars


NEDERLANDS





CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







NEDERLANDS

KENMERKEN

- Opmerking: als basis voor deze set is SET-01 Base nodig
- Sneltoetsen: Met sneltoetsen kunt u toetsencombinaties toewijzen aan alle toetsen in EasyTouch. Dit vereenvoudigt de toegang tot veelgebruikte functies aanzienlijk, omdat er geen omslachtige navigatie met de pc-muis nodig is. In plaats daarvan kunnen gewenste acties snel en direct via het toetsenbord worden geactiveerd
- Optie artikel: Sneltoetsen is een optionele uitbreiding van EasyTouch die alle actieve en geïnstalleerde functies ondersteunt. Let op: de prijs van de extra functie is exclusief hardware zoals schakelaars, knoppen of voetpedalen
- Configuratie van de sneltoetsen: De toetscombinaties kunnen worden gedefinieerd door de systeembeheerder of een bevoegd persoon. Voor elke gewenste functie kan een unieke en gebruikersspecifieke toetsencombinatie worden gedefinieerd
- Veelzijdige sneltoetsselectie: In EasyTouch kunnen niet alleen specifieke actietoetsen voor bepaalde functies, maar ook algemene toetscommando's zoals "Opslaan" of "Tarreren" als sneltoetsen worden gedefinieerd. Deze kunnen vervolgens in alle EasyTouch-functies worden gebruikt
- Activering via toetsencombinatie: De TARE-functie kan bijvoorbeeld snel en eenvoudig worden geactiveerd met een toetsencombinatie
- Integratie van externe schakelaars of knoppen: EasyTouch ondersteunt de toewijzing van toetscombinaties aan signalen van externe HID-apparaten (Human Interface Devices) via USB. Hierdoor kan de software worden bediend via externe schakelaars zoals noodstopknoppen of voetschakelaars, wat handsfree bediening en meer efficiëntie mogelijk maakt. De procedure: Het externe signaal wordt toegewezen aan een toetsencombinatie in de besturingssoftware van het in de handel verkrijgbare USB-apparaat. Dit wordt ontvangen door de pc. Daar activeert het signaal de toegewezen EasyTouch-functie

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- als basis voor deze set is SET-01 Base nodig

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



KERN Overzicht pictogrammen

EasyTouch: Geschikt voor aansluiting, gegevensoverdracht en bediening via PC of tablet

Centraal gebruikersbeheer voor KERN EasyTouch-functies. Er kunnen primaire stamgegevens van een gebruiker, zoals voornaam, achternaam en afbeelding opgeslagen worden. Elke gebruiker krijgt een gebruikersrol toegewezen, waarmee hij over individueel configureerbare rechten in de KERN EasyTouch-app beschikt. Door deze structuur kunnen standaardgebruikers, supervisor gebruikers enz. worden aangelegd. Om in de KERN EasyTouch app-in te loggen, is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

In dit geheugen worden alle geprinte en opgeslagen weeg- en meetgegevens opgeslagen. Dit gebeurt op de lokale afleeseenheid of centraal, voor alle aangesloten weegsystemen, op een serverdirectory (Save Data Server of Save Data Cloud). Dynamische gegevens kunnen op elk moment weer worden opgeroepen of geprint of in tabelvorm worden geëxporteerd.

Alle gegevens worden beveiligd tegen manipulaties opgeslagen. Gewijzigde stamgegevens worden tevens opgeslagen in het dynamische interne geheugen en beveiligd tegen manipulaties (Data Traceability).

Apparaatkwalificatie: normconform kwalificatieconcept dat de volgende validatiediensten omvat: installatiekwalificatie (IQ), functiekwalificatie (OQ)

Centrale, interne opslagfunctie voor de extra opslag van alle meetgegevens op een centrale, lokale serverdirectory. Hier worden de meetgegevens opgeslagen van alle, via KERN EasyTouch aangesloten weegsystemen en vanuit alle geïnstalleerde KERN EasyTouch-apps. Speciaal voor gebruikers met meerdere weegsystemen bestaat daardoor het voordeel dat alle weeggegevens in maar één databank geconsolideerd zijn en afzonderlijke meetgegevens van verschillende weegschalen in maar één tabel hoeven te worden opgezocht. De Save Server gegevensopslag is eveneens beschermd tegen manipulaties en kan niet gewijzigd worden.