PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

KERN ODC 881

De specialisten in de microscopie voor metingen, tellingen,documentatie, archivering en beeldbewerking

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

TOEPASSINGSVOORBEELD



KENMERKEN

- Met de KERN oculaircamera's kunt u uw gewone microscoop in een digitaal exemplaar veranderen, door een oculair van uw niet-digitale microscoop te vervangen door de oculaircamera en per USB op uw computer aan te sluiten.
- De oculaircamera's zijn universeel te gebruiken en via USB-kabel (USB 3.0) op microscoop, laptop of pc aan te sluiten
- Het systeem wordt van stroom voorzien door de USB-kabel, zodat er geen extra voeding nodig is
- Een optimale synchronisatie, een hoge beeldrate en een stabiele beeldperformance zullen uw dagelijkse werkzaamheden aanzienlijk vergemakkelijken in combinatie met onze gratis pc-software VIS 2.0 PRO of VIS 2.0 LITE
- Bij de levering is een USB-kabel (lengte: 1,5 m), twee oculairadapters en een object-micrometer voor de kalibratie van de software inbegrepen
- Mogelijke tubusdiameter:
  23,2 mm (standaard)
  30,0 mm (oculairadapter)
  30,5 mm (oculairadapter)
- Resolutie camera 5,1 MP

PICTOGRAMMEN

Standaard



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
ODC-A2404	Kalibratie-objectdrager ODC-A2404
ODC-A8106	Oculairadapter voor oculaircamera's ODC-A8106 (Ø 23,2 – Ø 30 mm)
ODC-A8107	Oculairadapter voor oculaircamera's ODC-A8107 (Ø 23,2 – Ø 30,5 mm)

SOFTWARE

Model	Beschrijving
OXM 902	Microscoopsoftware KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO
OXM 903	Microscoopsoftware KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE

KERN Overzicht pictogrammen

	Gegevensinterface USB: voor aansluiting op printer, pc of andere randapparatuur
	PC-software: voor het overbrengen van de meetgegevens van het instrument naar een PC
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag