PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

KERN MPI 200K-1

Personenweegschaal met bijzonder groot en plat weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







TOEPASSINGSVOORBEELD



KENMERKEN

- Deze personenweegschaal is het ideale meetinstrument bij de verzorging van ouderen, voor paramedisch of privé-gebruik, inclusief wegingen in adipositasbereiken tot 200 kg
- Zeer groot weegplateau
- Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
- Weegschaal kan met greep comfortabel getransporteerd en plaatsbesparend opgeborgen worden
- Bijzonder vlakke constructie voor struikelvrij betreden
- Bijzonder groot antislip en slijtvast oppervlak van kunststof
- Zeer eenvoudige bediening: aanraken - instellen - aflezen
- Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
- Eenheidomschakeling van kg naar lb mogelijk
- Grote display, vergemakkelijkt het aflezen
- Levering in individuele designverpakking

TECHNISCHE GEGEVENS

- Groot LCD-scherm, cijferhoogte 30 mmTotale afmetingen B×D×H 434×370×40 mm
- Startklaar: incl. batterij, 4×1,5 V AAA, bedrijfsduur max. 20 h
- Nettogewicht ca. 3,2 kg

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Fitnesscentra
- Wellnesscentra en spa's
- Gezondheidsbevordering op de werkvloer
- Openbare instellingen
- Apotheken en zorgwinkels (niet-medisch)

PICTOGRAMMEN

Standaard



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	Geleverde hoeveelheid (weegschaal)
MPI 200K-1	200 kg	0,1 kg	1
MPI 200K-1S05	200 kg	0,1 kg	5

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517

DIENSTEN

Model	Beschrijving
963-129	DAkkS Kalibratiecertificat 963-129
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-012	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-012

KERN Overzicht pictogrammen



Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden



Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik



Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag